

ENLEVER LA TOILE DOUBLE CUISSARDE DU LÈVE-PERSONNE SOUS UNE CLIENTE ASSISSE AU FAUTEUIL

Équipement

Caractéristiques de la cliente : bon équilibre du tronc, mais pas de mise en charge sur ses jambes.

Étape 1



INTERVENANTE

- ♦ Enlever les sangles extérieures et intérieures de la toile.

CLIENTE

- ♦ Garder les pieds en appui sur les repose-pieds.

Étape 2



INTERVENANTE

- ♦ S'accroupir et dégager la cuissarde sous la cuisse de la cliente.

Étape 3



INTERVENANTE

- ♦ Glisser la cuissarde le plus loin possible vers l'arrière et dégager la toile sur un côté.
- ♦ Procéder de la même manière avec l'autre cuissarde.

Étape 4



INTERVENANTE

- ♦ Se placer en arrière du fauteuil.
- ♦ Prendre la toile le plus bas possible pour la retirer.

CLIENTE

- ♦ Avancer son tronc pour faciliter la manœuvre.

Mise en garde : la manœuvre telle que décrite ne peut remplacer une formation complète en PDSB et ne garantit pas la sécurité en toute circonstance. Des adaptations peuvent être nécessaires selon la situation de travail.

Le genre utilisé correspond à celui présenté dans les illustrations.